

BIO-FLEX® TESIO® CATH

Produkt - Nr.

Abmessungen

Bezeichnung

VE

PBF

Bio Flex Tesio Katheter

5 Sets

Jedes Set enthält :

- * 6,5 French arteriellen Katheter (1x)
- * 6,5 French venösen
- * Führungsdraht (2x)
- * Tesio - Ansatzstücke (2x)
- * Punktionsnadel (2x)
- * Splitkanüle 7 French (2x)
- * Trokar (2x)
- * Patienten Label (1x)
- * Verchlussklemme (2x)



 medKomp

med-Komp GmbH

Römerstr. 15

45721 Haltern am See

Tel: 02364 / 92 99 35

Fax: 02364 / 50 60 853



www.med-komp.de