

Modell	Name	LUMEN							
		Durchmesser	Gesamtlänge	Abstand Muffe - Spitze	Material	Art	Design	Anzahl	Spitze
T 74 M	Softline	7 French	10 cm	-	Polyurethan	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
T 94 M	Softline	9 French	12 cm	-	Polyurethan	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
T 96 M	Softline	9 French	15 cm	-	Polyurethan	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
SL 12 P	Hemo Cath	8 French	12 cm	-	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
ASPC 18 PXL	Ash	10 French	18 cm	15 cm	Polyurethan	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gesplittet
ASPC 24 PXL	Ash	10 French	24 cm	21 cm	Polyurethan	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gesplittet
SL 18 P	Hemo Cath LT	8 French	18 cm	15 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
SL 24 P	Hemo Cath LT	8 French	24 cm	21 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC101041P	Hemo Cath LT	10 French	15 cm	12 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC101042P	Hemo Cath LT	10 French	18 cm	15 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC101043P	Hemo Cath LT	10 French	20 cm	17 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC101044P	Hemo Cath LT	10 French	22 cm	19 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC101045P	Hemo Cath LT	10 French	24 cm	21 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC 101241	Hemo Cath LT	12,5 French	15 cm	10 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC 101242	Hemo Cath LT	12,5 French	18 cm	13 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
MC 101243	Hemo Cath LT	12,5 French	24 cm	19 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
SL28E.	Hemo Cath LT	12,5 French	28 cm	25 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
SL32E.	Hemo Cath LT	12,5 French	32 cm	29 cm	Silikon	gerade	Doppel D	Doppellumen	Gestuft
PBF	Bio Flex Tesio	6,5 French	29 cm	art. 12 cm	Silikon	gerade	rund	Doppellumen	Gestuft
PBF	Bio Flex Tesio	6,5 French	32 cm	ven. 15 cm	Silikon	gerade	rund	Doppellumen	Gestuft